

マルバーンが提案する「粒子径」と「形状」が拓く新次元・・・

次世代型・画像イメージング粒子解析システム

## Morpholigi G3/G3S




Morpholigi G3/G3S本体

- ✓ISO準拠の画像イメージング解析法による粒子径分布&形状評価
- ✓全自動で数万～数十万個の粒子を自動解析・画像イメージ取得
- ✓自動粒子分散ユニット(SDU)により再現性良い分散 (G3S)
- ✓ハイエンドの顕微分析システムによる高解像度の画像イメージ取得
- ✓豊富なサンプリングアクセサリ(ウェットセル・フィルター測定)
- ✓高性能解析ソフトによる幅広い解析



“SDU”



高速・簡便・再現性・・・QA/QC用・画像イメージング粒子評価のベストセラー！

フロー湿式型・高速画像イメージング粒子解析システム

## FPIA3000/3000S



FPIA3000/3000S 本体

- ✓独自のフラットシースフロー技術による高精度な粒子撮像
- ✓数分という短時間で測定可能
- ✓最大36万個の粒子を撮像可能
- ✓独自の2次元スキャタグラムで粒子径VS形状の詳細評価
- ✓ユーザーフレンドリーなソフトで、QA/QC用途に最適
- ✓明視野・暗視野対応

小型・良好なコストパフォーマンス・堅牢・柔軟な設置環境・・・！

小型・電氣的検知帯法・粒子径測定装置

## CDA-1000X



CDA1000X 本体

- ✓測定感度(精度)が極めて高く、わずかな変化も検出可能
- ✓粒子の密度や屈折率の影響なく測定
- ✓B4サイズの世界(工業用測定分野)でもっともコンパクト
- ✓SOP(標準操作手順)で測定条件を迅速に設定可能
- ✓日本語ソフトウェア
- ✓日本で設計・製造。
- ✓日本の環境にあった設計でフレキシブルな設置が可能

### スペクトリス株式会社 マルバーン事業部

神戸事業本部 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2 KIBC北館511  
電話:078-306-3806(代表) ファックス:078-306-3807  
東京営業所 101-0048 東京都千代田区神田司町2-6 司町ビル5F  
電話:03-5207-3461(代表) ファックス:03-3258-1160  
フリーダイヤル:0120-57-17-14  
マルバーンウェブサイト:www.malvern.jp